

ProCare Med 30 C - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



- Neutralisant doux pour l'élimination des résidus alcalins
- Excellente préservation des matériaux, sans tensioactifs
- Combinaison optimale avec le produit de lavage ProCare Med 10 MA
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269447 / Numéro de matériel: 11847800 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0511V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimine en douceur les résidus alcalins des instruments et ustensiles réutilisables	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Valeur pH de la solution	2,6
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acides organiques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la chambre de lavage	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Approprié pour appareils respiratoires	•
Appropriés pour ustensiles de soin	•
Approprié pour récipients de stérilisation en aluminium	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	214
Cote extérieure, largeur nette en mm	143
Cote extérieure, profondeur nette en mm	246
Cote extérieure, hauteur brute en mm	214

ProCare Med 30 C - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



Code EAN: 7612594269447 / Numéro de matériel: 11847800 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0511V1

Cote extérieure, largeur brute en mm	143
Cote extérieure, profondeur brute en mm	246
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000
Conform., contrôles, indic.	
CE	•