

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Produit de rinçage, neutre, 1 l

verseur pratique, pour le rinçage final des ustensiles, biocompatible.



- Temps de séchage formation de taches nettement réduits
- Rinçage clair et propre grâce à la tension de surface réduite
- Dosage facile grâce au verseur précis
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269638 / Numéro de matériel: 11848250 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0701V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	7,9
Petite ouverture comme bec verseur	•
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Conservateur, Acides organiques, Tensioactif, tensioactif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	85
Cote extérieure, profondeur nette en mm	85
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	85
Cote extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	1000
Conform., contrôles, indic.	
CE	•