

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Produit d'entretien pour instruments, 200 ml

pour pulvérisation, entretien manuel de dispositifs médicaux.



- Lubrifie les jointures, charnières et surfaces de glissement
- Excellente préservation des matériaux, protège contre l'usure
- Contre corrosion de contact, rouille, ternissement et taches
- À partir d'huile blanche médicale haute qualité, sans allergènes
- Huile perméable à la vapeur, convient à la stérilisation
- Emballage recyclable

Code EAN: 7612594269669 / Numéro de matériel: 11848680 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0961V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Entretien manuel	Sehr gut
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophtalmologie	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit d'entretien
Composants	Huile de paraffine
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient au traitement manuel des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Convient à tous les métaux utilisés pour les dispositifs médicaux	•
Ne convient pas aux objets en polymère	•
Approprié pour instruments chirurgicaux à composants mobiles	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	174
Cote extérieure, largeur nette en mm	50
Cote extérieure, profondeur nette en mm	50
Cote extérieure, hauteur brute en mm	174
Cote extérieure, largeur brute en mm	50
Cote extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids brut en kg	0
Capacité en ml	200
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•