

Boost CX1 Allergy

Aspirateur-traîneau sans sac

pour les plus hautes exigences en matière d'hygiène, avec un design compact.



- Technologie Vortex dynamisant la performance de nettoyage
- Restez toujours sur la bonne voie avec TrackDrive
- Hygiène maximale de l'air avec le filtre AirClean HEPA*
- Haute performance de nettoyage grâce à sa brosse double-position
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.

* selon EN 60312-1

Code EAN: 4002516458425 / Numéro de matériel: 11850040 / Ancien Numéro de matériel: 41NCF032CE

Modèle	
Aspirateur chariot sans sac à poussière	•
Marque de produit	Boost CX1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SNCF0
Couleur de l'appareil	Gris cachemire
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 4 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour le rangement	un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
TrackDrive	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
Système de filtre	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean HEPA
Volume du bac à poussière en l	1,0
Caractéristiques techniques	
Puissance maximale en W	890
Volume en dB	78,0
Largeur en mm	400
Hauteur en mm	280
Poids en kg	7,8
Accessoires fournis	
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Brosse SBD 660-3	•
Brosse de nettoyage	Non