

CK/1 DIN 51

Clé à bidon

pour l'ouverture simple de bidons de produit ProCare 5, 10 et 20 l.

Code EAN: 4002516480839 / Numéro de matériel: 11851600 /  
Ancien Numéro de matériel: 66990002EU1



<b>Famille produit</b>	
ProCare	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	27
Cote extérieure, largeur nette en mm	223
Cote extérieure, profondeur nette en mm	85
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids brut en kg	0

- Clé à main robuste et durable
- Ouverture et fermeture aisées des bidons de produit sans effort
- Utilisable des deux côtés