

APAC 003
Filtre à charbon actif
pour le Miele PAC 1045/1080.



Code EAN: 4002516479833 / Numéro de matériel: 11855140 /
Ancien Numéro de matériel: 59550003D

Famille produits/accessoires	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Catégorie de produit	
Filtre à charbon actif	•
Propriétés du produit	
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	610
Cote extérieure, largeur nette en mm	70
Cote extérieure, profondeur nette en mm	45
Cote extérieure, hauteur brute en mm	45,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	70,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610,00
Poids net [kg]	0,03
Poids brut en kg	0,12