

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

lessive à 2 composants actifs pour le blanc, les couleurs et le linge délicat.

Code EAN: 4002516495710 / Numéro de matériel: 11887240 /
Ancien Numéro de matériel: 11997210EU1



- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua
- Pour des couleurs vives et un linge blanc éclatant
- Aucun surdosage grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litres pour 37 cycles de lavage
- Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos