

B 4312 FashionMaster
Système de repassage à la vapeur
avec affichage et semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille.



- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 3.5 bar
- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active

Code EAN: 4002516527107 / Numéro de matériel: 11978040 /
Ancien Numéro de matériel: 13431221B

Design	
Coloris du fer à repasser	anthracite/gris
Coloris de la housse de repassage	Gris
Repassage parfait	
Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille	•
Pression de vapeur en bar	3,5
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur	•
Vapeur constante	•
Table de repassage active (fonctions d'aspiration et de soufflerie)	•
Fonction aspiration	•
Semelle anti-adhésive	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Gain de temps sur le repassage	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	•
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	•
Repassage de plusieurs couches	•
Confort d'utilisation	
Tout-en-un	•
Système 1-2-Lift	•
Réglage continu de la hauteur avec ressort à gaz en mm	830-1020
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage avec zone Comfort	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Ventilateur avec fonction mémoire	•
Flexibilité de la langue	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Sécurité	
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction Arrêt automatique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	470
Dimensions en mm (hauteur)	970
Dimensions en mm (profondeur)	1480
Dimensions en mm (largeur), repliée	470
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1280
Dimensions en mm (profondeur), repliée	370
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Semelle anti-adhésive	•

B 4312 FashionMaster
Système de repassage à la vapeur
avec affichage et semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille.



Code EAN: 4002516527107 / Numéro de matériel: 11978040 /
Ancien Numéro de matériel: 13431221B

Tige guide-fil

•

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau

•

Détartrant en tablettes

•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,