

B 4847 FashionMaster  
Système de repassage à la vapeur  
avec affichage et Steamer suppl. pour un repassage efficace et confortable.



- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 4.0 bar
- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active
- Défroissage facile des textiles suspendus – Steamer

Code EAN: 4002516527114 / Numéro de matériel: 11978050 /  
Ancien Numéro de matériel: 13484721B

<b>Design</b>	
Coloris du fer à repasser	anthracite/blanc lotus
Coloris de la housse de repassage	Framboise
<b>Repassage parfait</b>	
Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur	•
Vapeur constante	•
Steamer	•
Table de repassage active (fonctions d'aspiration et de soufflerie)	•
Fonction aspiration	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Gain de temps sur le repassage</b>	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	•
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	•
Repassage de plusieurs couches	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Tout-en-un	•
Système 1-2-Lift	•
Réglage continu de la hauteur avec ressort à gaz en mm	830-1020
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage avec zone Comfort	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Ventilateur avec fonction mémoire	•
Flexibilité de la langue	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
<b>Sécurité</b>	
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction Arrêt automatique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	470
Dimensions en mm (hauteur)	970
Dimensions en mm (profondeur)	1480
Dimensions en mm (largeur), repliée	470
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1280
Dimensions en mm (profondeur), repliée	370
Fréquence en Hz	50-60

B 4847 FashionMaster

Système de repassage à la vapeur

avec affichage et Steamer suppl. pour un repassage efficace et confortable.



Code EAN: 4002516527114 / Numéro de matériel: 11978050 /  
Ancien Numéro de matériel: 13484721B

#### Accessoires fournis

Semelle anti-adhésive

•

Steamer

•

Housse pour table de repassage Premium

•

Tige guide-fil

•

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau

•

Détartrant en tablettes

•

#### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,