

WA WC 1503 L

Lessive linge délicat WoolCare 1,5 L
pour la laine, la soie et autres textiles délicats.

Code EAN: 4002516531210 / Numéro de matériel: 11979160 /
Ancien Numéro de matériel: 11997230EU1



- Nettoyage en douceur et soin des fibres : des vêtements souples
- Avec des protéines de blé, une cure de soins pour vos textiles
- FoamCare – Nettoyage en douceur grâce à un tapis de mousse souple
- Bouteille 100% plastique recyclé, plus écologique
- Sans microplastiques, azurants optiques et agents de blanchiment
- Bouteille recyclable. Test et certification externes