

WA UC 1501 L

Lessive liquide UltraColor 1,5 l

lessive liquide très efficace pour les textiles couleurs et noirs.

Code EAN: 4002516531494 / Numéro de matériel: 11979340 /
Ancien Numéro de matériel: 11997231EU1



- Excellent pouvoir anti-taches, même à basse température
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteille 100% plastique recyclé, plus écologique
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Sans microplastiques et biodégradable
- Miele Aqua : une fragrance naturelle et rafraîchissante