

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
pour les textiles sombres et noirs.

Code EAN: 4002516531647 / Numéro de matériel: 11986740 /
Ancien Numéro de matériel: 11997232EU1



- Allie performance de nettoyage et protection des fibres hors pair
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de ternir
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteille 100% plastique recyclé, plus écologique
- Rendement élevé – pour 60 charges