

WA SO 1503 L

Adoucissant UltraSoft 1,5 l

pour du linge doux et moelleux, avec la fraîcheur du parfum Aqua.

Code EAN: 4002516531340 / Numéro de matériel: 11986970 /
Ancien Numéro de matériel: 11997233EU1



- parfum naturel, tout en fraîcheur et propreté
- Réduit le froissement et simplifie le repassage du linge
- Bouteille 100% plastique recyclé, plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Contre l'électricité statique dans le séchoir à linge
- Rendement élevé — pour 50 cycles de lavage