

WA CCO 0603 L

Caps Collection

Assortiment d'échantillons d'une sélection de capsules, paquet de 6. EasyOpen.

Code EAN: 4002516547754 / Numéro de matériel: 12014140 /
Ancien Numéro de matériel: 11997223EU2



- CottonRepair pour le renouvellement des textiles
- Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
- Détachant Booster ultra-puissant
- Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
- Capsules 100% en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 6 applications – s'utilise dans tous types de lave-linge