


KFR 4000

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.



Code EAN: 4002516554295 / Numéro de matériel: 12030560 /
Ancien Numéro de matériel: 26997237EU1

- Pour des réfrigérateurs et combinés réfrigérateur/congélateur K 4000
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- En métal chromé