

Set Caps WoolCare

Kit de stock Caps WoolCare.

3 capsules WoolCare à prix spécial.

Code EAN: 4002516577751 / Numéro de matériel: 12070310 /
Ancien Numéro de matériel: 11997245EU1



- 3 x 9 capsules de lessive pour la laine et les textiles délicats
- Formule de soin spéciale à base de protéine de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un nettoyage en douceur
- Capsules 100% en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 27 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge