

KWF 1000

IntensiveClear

Filtre à eau au charbon actif pour MasterCool F 1xxx/ F 2xx1/ KF 1xxx/ KF 2xx1

- pour une eau de bien meilleure qualité
- Bénéficiez d'une eau pure et de glaçons neutres en goût
- Filtre à matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Remplacer le filtre tous les 6 mois pour une performance optimale

Code EAN: 4002516578338 / Numéro de matériel: 12073500 /
Ancien Numéro de matériel: 38996034EU1