

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Filtre à eau au charbon actif pour MasterCool F 2xx2 et KF 2xx2

- pour une eau de bien meilleure qualité
- Bénéficiez d'une eau pure et de glaçons neutres en goût
- Filtre à matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Remplacer le filtre tous les 6 mois pour une performance optimale

Code EAN: 4002516578345 / Numéro de matériel: 12073660 /
Ancien Numéro de matériel: 38996095EU2