

CoffeeCare Set

Kit d'entretien pour le nettoyage et l'entretien des machines à café Miele pour tous les Miele CM et CVA.

Code EAN: 4002516597889 / Numéro de matériel: 12122920 /
Ancien Numéro de matériel: 29997256EU1



- Tous les produits de lavage nécessaires à prix avantageux
- 6 pastilles détartrantes, 10 pastilles de nettoyage
- 30 nettoyeurs de conduits de lait, 1 chiffon microfibras Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité