

Set Refresh Elixir

Kit promotionnel UltraColor et UltraColor Refresh Elixir édition limitée composé de 2x UltraColor et 2x UltraColor Refresh Elixir.

Code EAN: 4002516604662 / Numéro de matériel: 12143520 /
Ancien Numéro de matériel: 11997263EU1



- Deux parfums différents pour plus de variété
- Refresh Elixir en édition limitée avec technologie Freshplex
- Excellent pouvoir anti-taches, même à basse température
- Bouteille 100% plastique recyclé, plus écologique
- Du linge propre, tout simplement. Avec Miele.