

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 500 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



- Concentration élevée efficace pour meilleurs résultats de lavage
- Excellente dissolution de salissures d'huile et de graisse
- Excellente préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Distingué par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Code EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 /

Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
Stérilisateurs compacts	•
Utilisations possibles	
Nettoyage des surfaces en inox	•
Entretien manuel	•
Élimination des résidus tenaces ou secs	Très bien
Élimination de la graisse	Très bien
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination de l'huile	Très bien
Élimination des protéines	Très bien
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus tenaces ou secs	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des résidus alimentaires	Très bien
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,8
Propriétés du produit	
Type de produit	Produits nettoyants inox
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Excellentes capacités de nettoyage	•

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 500 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



Code EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 /

Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Sans phosphates	•
Sans composés phosphorés	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•

Dimensions et poids

Cote extérieure, profondeur brute en mm	51,00
---	-------

Propriétés du produit

Type de produit	Produits nettoyants inox
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques

Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Sans silicates	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Sans composés phosphorés	•

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm	270
Cote extérieure, largeur nette en mm	93
Cote extérieure, profondeur nette en mm	51
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	93
Cote extérieure, profondeur brute en mm	51
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	500

Conformités, contrôles et indicateurs

Écolabel UE	•
-------------	---

Numéros de contrôle

Écolabel UE : DE/020/507	•
--------------------------	---