

ProCare Tex 10 W - 20 l

Lessive pour laine, concentré liquide, légèrement acide, 20 l pour le nettoyage en machine de laine.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Prévient le feutrage de la laine
- Évite les transferts de couleur
- Empêche le regrisonnement

Code EAN: 4002516732440 / Numéro de matériel: 12338960 / Ancien Numéro de matériel: 59706301V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dosage	
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	5,0
Propriétés du produit	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	288,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive pour laine
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Parfums, Tensio-actifs
Biodégradable	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	385
Cote extérieure, largeur nette en mm	258
Cote extérieure, profondeur nette en mm	294
Cote extérieure, hauteur brute en mm	378
Cote extérieure, largeur brute en mm	256
Cote extérieure, profondeur brute en mm	288
Poids brut en kg	21,46 kg
Capacité en ml	20000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•