

Boost CX1 125 Edition
Aspirateur-traîneau sans sac
pour une puissance d'aspiration maximale avec un design compact.



- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Retient même les petites particules – Filtre AirClean Hygiène
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.
- Restez toujours sur la bonne voie avec TrackDrive
- Technologie Vortex dynamisant la performance de nettoyage

Code EAN: 4002516742401 / Numéro de matériel: 12433910 /
Ancien Numéro de matériel: 41NRF334CE

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Aspirateur chariot sans sac à poussière	•
Marque de produit	Boost CX1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SNRF3
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 4 positions
Poignée Comfort	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour le rangement	un côté
Mobilité	
TrackDrive	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
Système de filtre	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre Hygiène AirClean
Volume du bac à poussière en l	1,0
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	78,0
Largeur en mm	400
Hauteur en mm	280
Poids en kg	7,8
Puissance nominale en W	890
Accessoires fournis	
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 365-3	•
Brosse de nettoyage	Non