

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Lessive délicats & couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 20 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Temps de maintien court et contrôle d'excès de mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516757559 / Numéro de matériel: 12442070 / Ancien Numéro de matériel: 59702302V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur de pH à 20 °C	9,5
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Propriétés du produit	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	288,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive textiles délicats et couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Conservateur, Tensio-actifs
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	385
Cote extérieure, largeur nette en mm	258
Cote extérieure, profondeur nette en mm	294
Cote extérieure, hauteur brute en mm	378

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Lessive délicats & couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 20 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



Code EAN: 4002516757559 / Numéro de matériel: 12442070 /
Ancien Numéro de matériel: 59702302V1

Cote extérieure, largeur brute en mm	256
Cote extérieure, profondeur brute en mm	288
Capacité en g	21000
Poids brut en kg	22,00 kg
Capacité en ml	20000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel UE	•

Numéros de contrôle

Écolabel UE : DE/039/020	•
--------------------------	---