

ProCare Universal 77 A - 500 g  
 Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g  
 pour éliminer les dépôts d'amidon tenaces.



- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Adapté aux appareils Miele Professional

Code EAN: 4002516771524 / Numéro de matériel: 12456030 /  
 Ancien Numéro de matériel: 66921701V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	Très bien
Élimination de l'huile	Très bien
Élimination des protéines	Très bien
Élimination de l'amidon	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 dose
Valeur de pH à 20 °C	2,2
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Nettoyant pour machine
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphate, Agent de blanchiment à base d'oxygène, Phosphonates, Polycarboxylate, Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Convient pour l'inox	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Excellente préservation des matériaux	•
Part élevée de dispersants	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	133
Cote extérieure, largeur nette en mm	80
Cote extérieure, profondeur nette en mm	80
Cote extérieure, hauteur brute en mm	130
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	80
Capacité en g	500
Poids brut en kg	1
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•