

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Détartrant pour machine, acide, 250 g
 pour éliminer les dépôts calcaires tenaces.



- Élimination des dépôts de silicate
- Augmentation de la durée de vie des résistances
- Adapté aux appareils Miele Professional

Code EAN: 4002516770862 / Numéro de matériel: 12456130 /
 Ancien Numéro de matériel: 66920601V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Utilisations possibles	
Élimination des dépôts calcaires et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1-2 dose(s)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1-2 dose(s)
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Détartrant pour machines
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	40
Sans composés phosphorés	•
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	70,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Détartrant pour machines
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	40
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Sans composés phosphorés	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	124
Cote extérieure, largeur nette en mm	66
Cote extérieure, profondeur nette en mm	66
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120

ProCare Universal 81 C - 250 g
Détartrant pour machine, acide, 250 g
pour éliminer les dépôts calcaires tenaces.



Code EAN: 4002516770862 / Numéro de matériel: 12456130 /
Ancien Numéro de matériel: 66920601V1

Cote extérieure, largeur brute en mm	70
Cote extérieure, profondeur brute en mm	70
Capacité en g	250
Poids brut en kg	0

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•