

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Détartrant pour machine, acide, 250 g
 pour éliminer les dépôts calcaires tenaces.



- Élimination des dépôts de silicate
- Augmentation de la durée de vie des résistances
- Adapté aux appareils Miele Professional

Code EAN: 4002516770862 / Numéro de matériel: 12456130 /
 Ancien Numéro de matériel: 66920601V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1-2 dose(s)
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Détartrant pour machines
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	40
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Sans composés phosphorés	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	124
Cote extérieure, largeur nette en mm	66
Cote extérieure, profondeur nette en mm	66
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	70
Cote extérieure, profondeur brute en mm	70
Capacité en g	250
Poids brut en kg	0
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•