

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Renforçateur de lavage, concentré liquide, neutre, 5 l  
pour le retrait efficace de taches de graisses.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Dissout la graisse en préservant les matériaux à chaque lavage
- Préserve les couleurs et les fibres
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Est utilisable comme émulsifiant et agent mouillant

Code EAN: 4002516776185 / Numéro de matériel: 12495130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59709101V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Dosage</b>	
Dosage automatique	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Renforçateur de lavage
Alcalinité	Neutre
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Tensio-actifs
Valeur de pH à 20 °C	7,5
Sans phosphates	•
Efficace à des températures de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,00
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Excellent niveau de blancheur	•
<b>Utilisation</b>	
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	36
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	249
Cote extérieure, largeur nette en mm	148
Cote extérieure, profondeur nette en mm	193

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Renforçateur de lavage, concentré liquide, neutre, 5 l  
pour le retrait efficace de taches de graisses.



Code EAN: 4002516776185 / Numéro de matériel: 12495130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59709101V1

Cote extérieure, hauteur brute en mm	249
Cote extérieure, largeur brute en mm	148
Cote extérieure, profondeur brute en mm	193
Poids brut en kg	5,30 kg
Capacité en ml	5000

#### Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•