

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 8 kg
pour le maintien des couleurs et le lavage de linge de couleurs.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Lessive couleurs à haute concentration
- Dissout la graisse et la saleté tout en préservant les matériaux et les couleurs
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Très bonne protection contre le transfert de couleur
- Testé dermatologiquement

Code EAN: 4002516775980 / Numéro de matériel: 12495170 /
Ancien Numéro de matériel: 59710201V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Effet antistatique	Très bien
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,5
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Propriétés du produit	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Tensio-
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,8
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 8 kg
pour le maintien des couleurs et le lavage de linge de couleurs.

Code EAN: 4002516775980 / Numéro de matériel: 12495170 /
Ancien Numéro de matériel: 59710201V1



Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	245
Cote extérieure, largeur nette en mm	290
Cote extérieure, profondeur nette en mm	290
Capacité en g	8000
Poids brut en kg	8,40 kg
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•