

ProCare Tex 30 C - 10 l

Agent neutralisant, concentré liquide, acide, 10 l

pour la protection optimale des textiles avec une neutralisation efficace.



- Agent neutralisant à base d'acide citrique
- Pour un pré-lavage acide ou une utilisation après le lavage principal
- Convient à tous les lavages
- Empêche l'apparition de taches jaunes
- Valeur pH stables et neutres dans le textile

Code EAN: 4002516776222 / Numéro de matériel: 12495210 / Ancien Numéro de matériel: 59711201V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	2,5
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
Nettoyage de tenues de travail	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent neutralisant
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,23
À base de matières premières 100% renouvelables	•
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•