

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

UltraPhase 2 universelle adaptée à chaque UltraPhase 1.

Code EAN: 4002516777977 / Numéro de matériel: 12517010 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997298EU1



- Oxygène actif pour détacher efficacement les taches en douceur
- OxiCare pour des textiles et un appareil propres et entretenus
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Jusqu'à 30% de consommation en moins grâce au dosage automatique
- Rendement élevé – 1,4 litre pour 50 lavages
- Pour lave-linge et combinés lave-linge/sèche-linge Miele avec TwinDos