

A 315/1

Module

pour améliorer la capacité et le traitement des instruments à cavité.



- Augmentation de la capacité d'injection de 22 à 44 pièces
- Utilisable dans tous les paniers inférieurs disponibles sur le marché A 151
- Pour tous adaptateurs dentaires/ ORL et accessoires courants
- Buses d'injection non fournies
- Tuyau de filtration 800 à utiliser dans une des barres à injection (non fourni)
- Dimensions chargement dans panier inf. A 151 : H 210 +/- 30, l 383, P 479 mm

Code EAN: 4002516881186 / Numéro de matériel: 12531630 /

Ancien Numéro de matériel: 69631501D

| Famille produit                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Thermodésinfecteurs                              | •               |
| Appareil de nettoyage, petit, dentaire           | •               |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                   | •               |
| Accessoires                                      |                 |
| PG 8581                                          | •               |
| PG 8562                                          | •               |
| PG 8582                                          | •               |
| PG 8582 CD                                       | •               |
| PG 8591                                          | •               |
| PG 8592                                          | •               |
| PWA 8672                                         | •               |
| PWD 8682                                         | •               |
| PWD 8682 C                                       | •               |
| PWD 8682 CD                                      | •               |
| PWD 8692                                         | •               |
| Catégorie de produit                             |                 |
| Complément pour les instruments ORL              | •               |
| Complément/module pour les instruments dentaires | •               |
| Autre complément/autre module                    | •               |
| Domaine d'application                            |                 |
| Traitement des instruments ORL                   | •               |
| Traitement des instruments dentaires             | •               |
| Traitement des instruments avec lumen            | •               |
| Propriétés du produit                            |                 |
| Matériau                                         | Inox, Plastique |
| Couleur                                          | Inox, Noir      |
| Possibilité d'ajouter un filtre central          | •               |
| Capacité                                         |                 |
| Instruments ORL [nombre]                         | 22              |
| Instruments rotatifs [nombre]                    | 22              |
| Aspirateurs [nombre]                             | 22              |
| Instruments avec lumen [nombre]                  | 22              |
| Dimensions et poids                              |                 |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm             | 118             |
| Cote extérieure, largeur nette en mm             | 492             |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm          | 503             |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm             | 165             |
| Cote extérieure, largeur brute en mm             | 505             |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm          | 550             |
| Poids net en kg                                  | 2,91            |
| Poids brut en kg                                 | 3,67            |
| Articles fournis                                 |                 |
| Jeu de clés A 838 [nombre]                       | 1               |