


APWD 153

Panier

pour la prise en charge de compléments à mailles DIN et divers compléments.



- Dimensions de chargement : hauteur 280 mm, largeur 490 mm, profondeur 498 mm

Code EAN: 4002516847540 / Numéro de matériel: 12537450 /

Ancien Numéro de matériel: 69615300D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PWD 8682 C	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de petits éléments	•
Traitement de divers ustensiles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	88
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	522
Cote extérieure, hauteur brute en mm	115
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	553
Poids net en kg	1,86
Poids brut en kg	2,47