


APFD 201

Insert

Pour la prise en charge optimale de masques respiratoires.



- Pour la prise en charge sûre de 6 masques respiratoires
- Accessoires : 1 panier petites pièces avec 6 compart. couleur
- Avec couvercle séparé pour pièces particulièrement fragiles (6 compartiments)

Code EAN: 4002516855248 / Numéro de matériel: 12615430 /

Ancien Numéro de matériel: 67020102D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour masques respiratoires	•
Domaine d'application	
Traitement des masques respiratoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Acier inoxydable
Capacité	
Masques respiratoires [nombre]	6
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	219
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	480
Cote extérieure, hauteur brute en mm	255
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	570
Poids net en kg	6,67
Poids brut en kg	7,12