

APFD 203

Insert

pour la prise en charge optimale des supports d'appareil respiratoire autonome.



- prise en charge sûre d'un support d'appareil resp. autonome

Code EAN: 4002516854197 / Numéro de matériel: 12615470 /
Ancien Numéro de matériel: 67020302D

Famille produit

- Lave-vaisselle à eau renouvelée
- Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours

Accessoires

- PG 8063
- PLW 8683 [Safety]
- PLW 8693 [Safety]

Catégorie de produit

- Complément pour support de respirateur à air comprimé

Domaine d'application

- Traitement des supports d'appareil respiratoire autonome

Propriétés du produit

- Matériau: Inox
- Couleur: Inox

Capacité

- Supports d'appareil respiratoire autonome [nombre]: 1

Dimensions et poids

- Cote extérieure, hauteur brute en mm: 485
- Cote extérieure, largeur brute en mm: 485
- Cote extérieure, profondeur brute en mm: 475
- Poids net en kg: 4,73
- Poids brut en kg: 6,22