


A 100

Panier supérieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier supérieur avec deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Hauteur chargement avec module + supports plastique 190 mm
- Dimensions de chargement : largeur 489, longueur 440 mm

Code EAN: 4002516841296 / Numéro de matériel: 12642640 /

Ancien Numéro de matériel: 69610002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	141
Cote extérieure, largeur nette en mm	525
Cote extérieure, profondeur nette en mm	528
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	555
Cote extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,92
Poids brut en kg	3,56