


A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement 160 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002516828143 / Numéro de matériel: 12645590 /


Ancien Numéro de matériel: 69610101D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier supérieur	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Traitement de régulateurs d'oxygène	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	206
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	527

A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516828143 / Numéro de matériel: 12645590 /

Ancien Numéro de matériel: 69610101D

Cote extérieure, hauteur brute en mm	220
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	3,03
Poids brut en kg	3,68