


A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement de 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /


Ancien Numéro de matériel: 69610201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	206

A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /

Ancien Numéro de matériel: 69610201D

Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	527
Cote extérieure, hauteur brute en mm	230
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	545
Poids net en kg	3,05
Poids brut en kg	3,79