


U 507

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Hauteur d'écartement entre les supports : 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
- Faible écart entre les supports : 5,2 x 4,9 x 4,9 cm

Code EAN: 4002516854630 / Numéro de matériel: 12655900 /


Ancien Numéro de matériel: 67650702D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 507

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



Code EAN: 4002516854630 / Numéro de matériel: 12655900 /

Ancien Numéro de matériel: 67650702D

Catégorie de produit	
----------------------	--

Panier à vaisselle mixte	•
--------------------------	---

Propriétés du produit	
-----------------------	--

Matériau	Câble, rilsanisé
----------	------------------

Couleur	Blanc
---------	-------

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Écart entre les supports en mm	113
--------------------------------	-----

Dimensions et poids	
---------------------	--

Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
--------------------------------------	-----

Cote extérieure, largeur brute en mm	550
--------------------------------------	-----

Cote extérieure, profondeur brute en mm	625
---	-----

Poids net en kg	2,86
-----------------	------

Poids brut en kg	4,56
------------------	------