

U 508

Panier

pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec 4 rangées pour les tasses d'un diamètre de 10 cm max

Code EAN: 4002516854654 / Numéro de matériel: 12655940 /  
Ancien Numéro de matériel: 67650802D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 508

Panier

pour la prise en charge optimale des tasses.



Code EAN: 4002516854654 / Numéro de matériel: 12655940 /  
Ancien Numéro de matériel: 67650802D

<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à tasses	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Bleu, Blanc
Nombre de rangées	4
<b>Capacité</b>	
Tasses [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	220
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	1,98
Poids brut en kg	3,02