


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement : 95 mm, — largeur de chargement 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Peut être utilisé en combinaison avec le chariot A 202
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 /


Ancien Numéro de matériel: 69610302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	95
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	133
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	528
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	545
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560

A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



Code EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 /
Ancien Numéro de matériel: 69610302D

Poids net en kg	4,18
Poids brut en kg	4,64