


A 104

Panier supérieur

pour une prise en charge des instruments de MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté droit pour la prise en charge de 11 instruments à cavité
- Longueur maximale des instruments raccordés : 430 mm
- Points de raccordement Luer-Lock suppl. pour instruments à cavité
- Côté gauche libre pour les compléments (dégagements max. H 310, I 240, P 455 mm)

Code EAN: 4002516854807 / Numéro de matériel: 12664810 /

Ancien Numéro de matériel: 69610401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier pour les instruments MIC	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	11
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	332
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	526
Cote extérieure, hauteur brute en mm	420
Cote extérieure, largeur brute en mm	533
Cote extérieure, profondeur brute en mm	594
Poids net en kg	4,86
Poids brut en kg	6,90
Articles fournis	
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	1
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	1
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1