


A 105/1

Panier supérieur

Hauteur réglable, sans buses d'injection, pour accueillir divers instruments.



- Côté droit : 22 emplacements de gicleurs
- Côté gauche pour divers inserts
- #Séchage intérieur actif des pièces à main et contre-angles
- Dimensions de chargement H 225 +/- 30, l 360, P 445 mm
- Tuyau filtrant A 800 compatible avec les 2 barres d'injection

Code EAN: 4002516854814 / Numéro de matériel: 12664820 /

Ancien Numéro de matériel: 69610502D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	202
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	528
Cote extérieure, hauteur brute en mm	220
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,88
Poids brut en kg	5,57
Articles fournis	
Jeu de clés A 838 [nombre]	1