

A 846

Injectordüse

avec revêtement, pour nettoyer les flacons de laboratoire et ballons gradués.



- Pour les flacons de laboratoire jusqu'à 10 L et ballons gradués jusqu'à 6 L
- Longueur de la buse : 127 mm, longueur de la buse avec support : 158 mm
- Ø buse : 10 mm
- Convient pour le module A 313 et A 612

Code EAN: 4002516855088 / Numéro de matériel: 12665100 /

Ancien Numéro de matériel: 69684601D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Caoutchouc, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir, Gris
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	158
Cote extérieure, largeur nette en mm	110
Cote extérieure, profondeur nette en mm	110
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	145
Cote extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,39