

A 848

Injektordüse

avec revêtement, pour nettoyer les fioles jaugées.



- Pour éprouvettes graduées jusqu'à 5 L
- Longueur buse : 350 mm
- Ø buse : 10 mm,
Ø support : 142 mm
- Convient pour le module A 313 et A 612

Code EAN: 4002516854234 / Numéro de matériel: 12665120 /

Ancien Numéro de matériel: 69684801D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Gris
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	350
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	20
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	185
Cote extérieure, profondeur brute en mm	360
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,33