


A 862

Cadre de maintien

pour modules à injection A 302/2 et A 302/3.



- Distribution : 4 x 8 blocs
- Peut être utilisé sur le module à injection A 302/2 et A 302/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Rilsanisé

Code EAN: 4002516854203 / Numéro de matériel: 12665480 /

Ancien Numéro de matériel: 69686201D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique, Fil, rilsanisé
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Nombre de compléments	32
Largeur de compartiment en mm	56
Longueur de compartiment en mm	52
Composant du système EasyLoad	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	30
Cote extérieure, largeur nette en mm	250
Cote extérieure, profondeur nette en mm	350
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	255
Cote extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,81