


A 11/1

Utilisation

pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG8536

Code EAN: 4002516854913 / Numéro de matériel: 12666290 /

Ancien Numéro de matériel: 69501104D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cadre inférieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	433
Cote extérieure, profondeur nette en mm	433
Cote extérieure, hauteur brute en mm	20
Cote extérieure, largeur brute en mm	470
Cote extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,70
Poids brut en kg	0,91