

A 150

Panier inférieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier inférieur avec deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Dimensions de chargement : largeur 494, longueur 440 mm

Code EAN: 4002516854449 / Numéro de matériel: 12666330 /

Ancien Numéro de matériel: 69615001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier inférieur	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	154
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	546
Cote extérieure, hauteur brute en mm	175
Cote extérieure, largeur brute en mm	545
Cote extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,63
Poids brut en kg	3,29