


A 200
Chariot
pour la prise en charge optimale de 38 pipettes.



- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, écartement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la 2. rangée, écartement 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans 3. rangée, écartement 26 mm

Code EAN: 4002516854012 / Numéro de matériel: 12667060 /
Ancien Numéro de matériel: 69620001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	397
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	546
Cote extérieure, hauteur brute en mm	520
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	4,95
Poids brut en kg	6,38