


A 201
Chariot
pour la prise en charge optimale des jeux d'anesthésie.



- 8 injecteurs av. support à ressort pour tuyaux respi. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- 15 injecteurs pour le matériel d'intubation

Code EAN: 4002516854005 / Numéro de matériel: 12667090 /
Ancien Numéro de matériel: 69620101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Kits AN [nombre]	3
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	434
Cote extérieure, largeur nette en mm	531
Cote extérieure, profondeur nette en mm	546
Cote extérieure, hauteur brute en mm	790
Cote extérieure, largeur brute en mm	715
Cote extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	8,97
Poids brut en kg	10,28
Articles fournis	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15